

# EBARBEUR

LAP1.09.2011.FR

LA-P



*L'ébarbeur type LA-P pour utilisation laboratoire est conçu pour la séparation de batchs et flux continu; le but est de débarasser l'orge de leurs barbes, d'ouvrir les enveloppes des grains de blé vêtus, ou de raccourcir les graines d'avoine. Cette machine n'est pas adaptée aux petites graines.*

L'ébarbeur peut être utilisé pour des ébarbage plus ou moins durs. Le degré d'ébarbage dépend du temps de passage dans l'appareil.

L'ébarbage est réalisé par le frottement réciproque des grains quand ils sont sous l'influence du mouvement rotative de l'arbre; deuxièmement quand ils sont influencés par les doigts de l'ébarbage.

Pour autre information spécifique reportez-vous au verso de cette page.

L'ébarbeur LA-P contient les équipements suivants:

- Entrée.
- Chambre avec arbre rotatif avec doigts d'ébarbage en acier.
- inclinaison de la chambre à réglage manuel.
- Réglage manuel de l'inclinaison de la chambre.
- Clapet de sortie à ressort pour augmenter ou limiter le temps de passage du produit dans l'appareil.
- Bac de collection pour produits traités.
- Moteur avec convertisseur de fréquence.

La machine est en construction acier.

**En option:**

- *Autotransformateur pour 110 V, 60 Hz*

## EQUIPPED FOR CHANGE

We provide valuable insights, so you can make qualified decisions

## EBARBEUR LA-P

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

	LA-P
Moteur V	1 x 230
Moteur kW	0,75

### DIFFERENTES CARACTERISTIQUES:

- Chambre à inclinaison à réglage manuel assurant une alimentation homogène du produit
- Arbre rotatif avec doigts d'ébarbage en acier trempé assurant un ébarbage extrêmement efficace d'une large gamme de produits
- Contrôle électrique pour connexion simple vers une sortie 230 V ; Autotransformateur en 110 V est aussi possible
- Nettoyage facile entre chaque produit
- Coût de maintenance faible

